



平成24年2月

お客様各位

松浪硝子工業株式会社

本社 〒596-0049 大阪府岸和田市八坂町2丁目1番10号
TEL : 072-433-1163 FAX : 072-436-2265
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島3-20-7 エミナス湯島1F
TEL : 03-3833-9006 FAX : 03-3833-9008

スライドガラス基板 変更のお知らせ

謹啓

日頃は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近年の技術革新、検査・研究の高精度化に伴い、顕微鏡観察に於けるスライドガラスに対するニーズ仕様は、益々高精度なものになって参りました。そうしたご要望にお応えするべく、一部の水板製品を透明度、平面性の高いガラス製品に変更する事と致しました。

ガラスは組成中の珪素の含有量を増す事により、高透過でよりクリーンな視野を実現致します。従来の水板製品はガラス断面がやや緑色に見えましたが、新ガラス製品は珪素を多く含むため白色（無色透明）に見えるようになります。また、新ガラス製品は品質上、ご使用には一切問題御座いませんので、ご安心してお使い頂けます。

今後とも変わらぬご愛用を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

*変更実施時期 平成24年4月より変更予定

[変更対象製品]

品番	製品名	品番	製品名
S2215	水縁磨フロスト t1.0	S5215	水縁磨フロスト サイト VCE t1.3
S2216	水縁磨フロスト t1.3	S7215	水縁磨フロスト t1.0 PLL
S2815	水縁磨フロスト t1.0 20F	S8215	水縁磨フロスト t1.0 APS
S2226	水切放フロスト t1.3	S9215	水縁磨フロスト t1.0 MAS
S2227	水切放フロスト t1.0	S9226	水切放フロスト t1.3 MAS
S7213	プレクリン水縁磨 t1.0	S2541-5F	ベーシックフロスト ホワイト 水縁磨 5F t1.0
S7214	プレクリン水縁磨 t1.3	MUR-300	マツミ沈渣用プレート 3窓 水切放 t1.3
S7224	プレクリン水切放 t1.3	MUR-500	マツミ沈渣用プレート 5窓 水切放 t1.3
S7225	プレクリン水切放 t1.0		

*この他、水板原板を使用した特殊印刷スライド、特注界線スライドが対象です。

以上