

2024年 9月吉日

お客様各位

チャンバースライド 原板変更のお知らせ

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ご愛用いただいております「チャンバースライド」に関しまして
部材の入手が困難な状況となり、やむを得ずガラス原板が変更となる事をご報告申し上げます。

原板変更後の製品は鉄分含有量の違いから、従来品と並べて比較いたしますと、ガラスの色味が若干違って見えますが、ガラス品質に大きな変更点はございません。

ご使用用途により、従来品と差異が生じる可能性がございます。お客様におかれましては大変ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、諸事情ご理解賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

[変更対象製品] チャンバースライド ※実施時期：2024年9月生産分より順次変更

品番	品名	コート種	品番	品名	コート種
SCS-N02	チャンバースライド 2well	ノンコート	SCS-N22	チャンバースライド 2well	MAS
SCS-N12	チャンバースライド 2well	PLL	SCS-N32	チャンバースライド 2well	コラーゲン
SCS-N04	チャンバースライド 4well	ノンコート	SCS-N24	チャンバースライド 4well	MAS
SCS-N14	チャンバースライド 4well	PLL	SCS-N34	チャンバースライド 4well	コラーゲン
SCS-N08	チャンバースライド 8well	ノンコート	SCS-N28	チャンバースライド 8well	MAS
SCS-N18	チャンバースライド 8well	PLL	SCS-N38	チャンバースライド 8well	コラーゲン

変更に際しましては、流通段階での在庫分もあるため、しばらくの間、現行品と変更品が混在するかと存じますが、何卒ご理解賜り、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

詳細について御確認、サンプルのご要望などございましたら、弊社営業担当者、もしくはお客様フリーダイヤル（0120-0273-14）までお問い合わせくださいませ。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

 松浪硝子工業株式会社

本社 〒596-0049 大阪府岸和田市八阪町2丁目1番10号
TEL : (072)433-1163 FAX : (072)436-2265
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-3 湯島太田ビル1F
TEL : (03)5803-2441 FAX : (03)5803-3336